

Formular 11

## ORDREAFGIVELSE – AKKREDITERET KALIBRERING

Dekontamineringserklæring



Kunde navn/nr.: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 Adresse: \_\_\_\_\_  
 EAN nr.: \_\_\_\_\_  
 Serviceaftale nr.: \_\_\_\_\_

Kontakt: \_\_\_\_\_  
 Afdeling: \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_  
 Telefon: \_\_\_\_\_  
 PO/ordre: \_\_\_\_\_

Nr.	Pipette mærke:	Serie nr.:	Evt. eget ID nr.:	Nr.	Pipette mærke:	Serie nr.:	Evt. eget ID nr.:
1				6			
2				7			
3				8			
4				9			
5				10			

	5.3	6.3	10.3	10.1	10.1 Fixed vol.	Pipetteringsmode - skriv P, rP eller D:	
Pre-kal (As found - før service)*						**Multikanalspipetter	
Kalibrering (As left - efter service)						Udvejes på alle kanaler	
Kun kalibrering (ingen service)						Udvejes på 3 kanaler	

\*) Pre-kal. er dokumentation for pipettens funktionalitet før service (iht. krav i ISO 17025)

\*\*) Ved multikanalspipetter, hvor ét eller flere kalibreringspunkter er  $\leq 10 \mu\text{l}$ , anvender Dandiag en 5-decimalers multikanalsvægt i stedet for en 6-decimalers vægt som ellers foreskrevet i ISO 8655-6. Ved brug af en multikanalsvægt afspejles brug af multikanalspipetten og usikkerheden er ca.  $0,07 \mu\text{l}$  mod ca.  $0,04 \mu\text{l}$  for en 6-decimalers vægt. Evt. spørgsmål til dette kan rettes til teknisk leder, Erling T. Nielsen, etn@dandiag.dk

### Specifikationer:

Specifikationer:	Spidser/filtre	Service, justering mv.
ISO 8655 - Max. Error	Egne spidser er medsendt	Service ønskes
Bruger specifikationer TT*1,5	Mærke: _____	Der ønskes <u>ingen</u> justering
Type test (TT) (Fabrikantens spec.)	Isætning af filtre ønskes IKKE	Reparation - uddyb under bemærkning
Egne specifikationer/tolerancekrav - Skal medsendes/vedlægges		Pipetter købt med Dandiag's service koncept

Bemærkning: \_\_\_\_\_

Kontakt mig, hvis prisen på reparationen overstiger: \_\_\_\_\_ DKK (omfatter ikke batteriskift)

### Dekontamineringserklæring – udfyldes, underskrives og Tip cone filtre fjernes:

Pipetterne er rengjort med:

70% Sprit  Dekontamineringsvæske  Andet

Pipetterne har været anvendt til:

Pipetten har været anvendt til radioaktive væsker:

Hvis pipetten har været anvendt til radioaktive væsker, skal dokumentation for reststråling medsendes jf. bekendtgørelse 954.

Jeg bekræfter hermed med min underskrift, at ovennævnte oplysninger er korrekte:

Dato: \_\_\_\_\_ Navn (underskrift): \_\_\_\_\_