

Formular 14

PIPETTELISTE, FIELD SERVICE

Kunde navn/nr.: _____ Kontakt: _____
 Adresse: _____ Afdeling: _____
 Postnr./by: _____ E-mail: _____
 EAN nr.: _____ Telefon: _____
 Serviceaftale nr.: _____ PO/ordre nr.: _____

For at sikre den mest optimale service og kalibrering af pipetter ved Field service, skal alle pipetter listes i dette skema (eller evt. i tilsvarende Excel fil).

Hjælp til vurdering af kalibreringsbehov kan hentes på Dandiag´s hjemmeside www.dandiag.dk eller send en E-mail til booking@dandiag.dk

Udfyld venligst alle felter for hver pipette:

Fabrikat	Type	Volumen område i µl	Serie-nummer	Antal kanaler **	Manuel (M) / Elektr. (E)	Evt. præ-kal. niveau *	Kalibrerings-niveau	Specifikationer

*) Pre-kal. er dokumentation for pipettens funktionalitet før service (iht. krav i ISO 17025)

**) Ved multikanalspipetter, hvor ét eller flere kalibreringspunkter er ≤10 µl, anvender Dandiag en 5-decimalers multikanalsvægt i stedet for en 6-decimalers vægt som ellers foreskrevet i ISO 8655-6. Ved brug af en multikanalsvægt afspejles brug af multikanalspipetten og usikkerheden er ca. 0,07 µl mod ca. 0,04 µl for en 6-decimalers vægt. Evt. spørgsmål til dette kan rettes til teknisk leder, Erling T. Nielsen, etn@dandiag.dk

Multikanalspipetter ønskes udvejet på (sæt kryds): ALLE kanaler eller 3 kanaler

Bemærkninger: _____

Vigtigt: Af hensyn til vores planlægning og bookingsystem, skal skemaet være os i hænde før Field service besøget kan aftales.