

Infoblad 2

SKEMATISK OVERSIGT. KALIBRERINGSNIVEAUER, PIPETTER & DISPENSERE M.FL. (SUPPLEMENT TIL INFOBLAD 1)

Valg af kalibrerings-niveau	Kalibreringsmetode er baseret på ISO 8655:2022	Kalibrering i et variabelt eller fixed volumen (P-mode) samt ved dispensering (d-mode) i 10 % af max. volumen	Kalibrering 10 % og 100 % af max. volumen	Kalibrering (3 punkts), hvor lineariteten er med. 10, 50 og 100 % af max. volumen	Pipetten kan anvendes i GLP områder	Pipetten kan anvendes i GMP områder	Standard certifikat Måleresultat med systematisk fejl og tilfældig fejl Pass/Fail angives i forhold til specifikationer	DANAK ISO 17025 Akkrediteret certifikat** Måleresultat angives med en tilhørende ekspanderet usikkerhed, U ved 95% konfidensinterval. Pass/Fail angives i forhold til specifikationer, hvor U ikke tages med i betragtning
5.3 AKK	5 målinger pr. pkt. 3 punkts-kalibrering			√	√	√		√
6.3 AKK	6 målinger pr. pkt. 3-punkts-kalibrering			√	√	√		√
10.1* AKK	10 målinger pr. pkt. 1-punkt-kalibrering	√*			√*	√*		√*
10.3 AKK	10 målinger pr. pkt. 3-punkts-kalibrering			√	√	√		√
5.2 Std.	5 målinger pr. pkt. 2-punkts-kalibrering		√		√		√	
5.3 Std.	5 målinger pr. pkt. 3 punkts-kalibrering			√	√	√	√	
6.3 Std.	6 målinger pr. pkt. 3-punkts-kalibrering			√	√	√	√	
10.1* Std.	10 målinger pr. pkt. 1-punkt-kalibrering	√*			√*	√*	√*	
10.2 Std.	10 målinger pr. pkt. 2-punkts-kalibrering		√		√		√	
10.3 Std.	10 målinger pr. pkt. 3-punkts-kalibrering			√	√	√	√	

*) Anbefales til elektroniske pipetter, der ønskes kalibreret i D-mode samt til dispensere.

**) **DANAK akkrediteret kalibrering kan anbefales til laboratorier, der er arbejder efter ISO 17025 eller ISO 15189**

Databaseoplysninger og måleevneskema for akkrediteringsnummer 490 kan hentes på DANAKs hjemmeside www.danak.dk

Akkrediterede kalibreringer tilbydes i Dandiag Kalibreringslaboratorie og In situ pr. 1. maj 2025 som fieldservice på kundens lokation. Kontakt Booking@dandiag.dk for mere information

Infoblad 2 Skematisk oversigt_Kal.niveauer_Rev.01_juli2025

