

Infoblad 8

DANAK ISO 17025 AKKREDITERING



Dandiag A/S har siden 2008 været godkendt af DANAK under registreringsnummer **CAL 490** til at udføre akkrediteret kalibrering af pipetter iht. kalibreringsmetode specificeret i ISO 8655:2022.

Efterfølgende er akkrediteringen blevet udvidet med vægkalibrering, kalibrering af Buretter og Bottle Top Dispensere samt senest (maj 2025) udvidet til akkrediteret In situ pipettekalibrering.

I og med at Dandiag A/S er godkendt under en DANAK akkreditering betyder det, at laboratoriet følger den internationale anerkendte kvalitetsstandard DS/EN ISO/IEC 17025:2017 "*Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence*"

"Ved akkreditering kontrollerer og efterprøver DANAK virksomheden. Det kan være i forhold til, hvordan den lever op til sine forpligtelser, når det gælder ledelsesprocesser, herunder rutiner og procedurer i virksomheden, medarbejdernes kompetencer samt uvildighed og upartiskhed i virksomhedens arbejde.

Akkreditering vedrører også tekniske forhold: er udstyr kalibreret og egnet til opgaven, er måleresultater pålidelige og korrekt registreret og er der styr på sporbarhed af måleinstrumenter, testede materialer og måleresultater?"

(Uddrag fra DANAK's hjemmeside).

Dandiag A/S lever således op til kravene for at være akkrediteret, hvilket betyder at andre virksomheder, myndigheder og kunder kan have tillid til, at den leveret kvalitet fra Dandiag's side bliver som forventet i iht. DS/EN ISO/IEC 17025:2017.

Dandiag kalibreringslaboratoriets godkendte kalibreringsområder og bedste måleevner (CMC) findes på DANAK's hjemmeside www.DANAK.dk under registreringsnummer 490

Et akkrediteret kalibreringscertifikat angiver foruden det aktuelle kalibreringsresultat også en beregnet tilhørende kalibreringsusikkerhed, U, der opgives med et 95% konfidensinterval.



I Dandiag's infoblad 1 og 2 (pipetter og dispensere) og Infoblad 6 (vægte) er såvel de sporbare som de akkrediterede kalibreringsniveauer m.m. beskrevet.

For yderligere oplysninger om vores akkreditering, kan der rettes kontakt til Dandiag QA-support@dandiag.dk
Gyldigt DANAK akkrediteringsbevis kan downloades på vores hjemmeside WWW.dandiag.dk