

FORMULAR 11: ORDREAFGIVELSE – AKKREDITERET KALIBRERING
Dekontamineringserklæring


Kunde navn/nr.: _____
 Adresse: _____
 Adresse: _____
 EAN nr.: _____
 Serviceaftale nr.: _____

Kontakt: _____
 Afdeling: _____
 E-mail: _____
 Telefon: _____
 PO/ordre: _____

Nr.	Pipette mærke:	Serie nr.:	Evt. eget ID nr.:	Nr.	Pipette mærke:	Serie nr.:	Evt. eget ID nr.:
1				6			
2				7			
3				8			
4				9			
5				10			

	5.3	6.3	10.3	10.1	10.1 Fixed vol.	Pipetteringsmode - anfør P, rP eller D Hvis feltet er tomt; kalibreres pipetter i P- mode og dispensere i D-mode	
Prækal. (As found - før service)*							
Kalibrering (As left - efter service)							
KUN kalibrering (INGEN service)							

Note:
 Multikanalspipetter udvejes på alle kanaler på
 en multikanalsvægt

*) En præ-kalibrering (as found) er dokumentation for pipettens funktionalitet før service/justering og anbefales iht. krav i ISO 17025 el. ISO 15189

SPECIFIKATIONER

ISO 8655 - Max. Errors	
Fabrikantens specifikationer.	
Fabrikantens specifikationer x 1,5	
Kundens egne specifikationer - bedes vedlagt.	

Spidser / Tip cone FILTER

Egne spidser (vedlægges)	
Spidsmærke	
NEJ tak til isætning af filter	

SERVICE, JUSTERING m.m.

Service ønskes	
Der ønskes ikke justering	
Reparation - uddyb under bemærkning	
Pipetter - købt med Dandiag's frie service koncept	

Hvis ingen X - vil ISO 8655 max. permissible errors blive brugt.

Bemærkning: _____

Kontakt mig, hvis prisen på reparationen pr. pipette overstiger: _____ DKK (omfatter ikke batteriskift)

Dekontamineringserklæring – udfyldes, underskrives og Tip cone filtre fjernes:

Pipetterne er rengjort med:

70% Ethanol/sprit		Dekontaminationsvæske		Andet	
-------------------	--	-----------------------	--	-------	--

Pipetterne har været anvendt til: _____

Pipetter har været anvendt til radioaktive væsker: _____

Hvis pipetten har været anvendt til radioaktive væsker, skal dokumentation for reststråling medsendes jf. bekendtgørelse nr. 670.

Jeg bekræfter hermed med min underskrift, at ovenstående oplysninger er korrekte:

Dato: _____

Navn: _____