

Formular 14

PIPETTELISTE, FIELDSERVICE

Kunde navn/nr.: _____ Kontakt: _____
Adresse: _____ Afdeling: _____
Postnr./by: _____ E-mail: _____
EAN nr.: _____ Telefon: _____
Serviceaftale nr.: _____ PO/ordre nr.: _____

For at sikre den mest optimale service og kalibrering af pipetter ved Fieldservice, skal alle pipetter listes i dette skema eller i en Excel fil, der indeholder nedenstående oplysninger, der sendes til bookingmailen.

Hjælp til vurdering af kalibreringsbehov og information om Fieldservice (Infoblad 4) kan hentes på Dandiag's hjemmeside www.dandiag.dk eller send en E-mail til booking@dandiag.dk

Udfyld venligst alle felter for hver pipette:

Fabrikat	Type	Volumen område [µl]	Serienummer	Antal kanaler *	Manuel (M) / Elektronisk (E)	Evt. præ-kal. niveau **	Kalibrerings- niveau	Specifika- tioner

*) Multikanalspipetter udvejes på en multikanalsvægt i Dandiags kalibreringslaboratorie, hvorved alle kanaler kalibreres.

**) Præ-kal. (As found) er dokumentation for pipettens funktionalitet før service / justering (iht. krav i ISO 17025 og ISO 15189)

Bemærkninger: _____

Vigtigt: Af hensyn til vores planlægning og bookingsystem, skal skemaet være os i hænde før Fieldservice besøget kan aftales.

Jeg bekræfter hermed ved min underskrift, at udfyldt formular 14 og evt. fremsendt pipetteliste er korrekt.

Dato: _____ Navn (underskrift): _____